



# トノセーフ

[Tonosafe]



トノセーフは、ゴールドマンアプラネーショントノメータおよびパーキンス氏手持眼圧計に取付けて使用する、滅菌済のメジャリングプリズムです。プリズムはホルダー部分と分離して個々にパッキングされており、使用毎に新しいプリズムをホルダーに取付けて使用することにより、被検者間の相互感染の心配をなくしました。

## ■SAFE :

一回の使用で廃棄するシングルユース設計。被検者間の相互感染の心配がありません。

## ■SIMPLE & EASY :

ホルダーにプリズムを取付け、眼圧計にセットするだけで簡単にゴールドマンメジャリングプリズムと同じ機能を発揮します。

## ■ACCURATE :

ゴールドマンメジャリングプリズム基準に準拠しています。

1箱:[プリズム20個、ホルダー1個]×5セット

※ホルダーは2回目以降、病医院の中で通常使用されている流動性の消毒液を使用して清潔に保ってください。



\*仕様および外観は、改良の為予告なしに変更する場合があります。

医療機器認証番号 219AIBZX00112000

製造販売元



ジャパン フォーカス株式会社

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷4-37-18 (IROHA-JFCビル) ☎03 (3815) 2611  
大阪/〒541-0053 大阪市中央区本町4-6-7 (本町スクエアビル) ☎06 (6262) 1099  
URL: <http://www.japanfocus.co.jp/>

製造元 Haag-Streit UK, Essex, UK/Haag-Streit AG, Bern, Switzerland

総発売元

株式会社 JFCセールスプラン

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷4-3-4 (明治安田生命本郷ビル) ☎03 (5684) 8531 (代)  
大阪 ☎06 (6271) 3341 名古屋 ☎052 (261) 1931 福岡 ☎092 (414) 7360  
URL: <http://www.jfcsp.co.jp/>

Printed in Japan 201501 Rev