

 **katena**
DESIGNED FOR SIGHT®

INSTRUMENTS
BIOLOGICS
DEVICES



K2 ナイフ等



About Us:

Katena is the largest independently owned American company dedicated exclusively to ophthalmic surgical instrumentation. Katena markets its products directly to customers in the United States and through a global network of distributors in more than 110 countries around the world.

Established 1975, Katena is committed to:

- Developing innovative instruments to support new surgical techniques and technological advances in the field of ophthalmology.
- Producing instruments of consistently excellent quality.
- Providing unexcelled service to its customers and strong support for its distributors worldwide.

お知らせ

このカタログの商品は、できる限り番号順に記載されています。目次は、カタログ番号の最初につく番号（例えばK1, K2・・・）によって、製品のグループを特定しています。

このカタログの写真は特に注記したものを除き実物大です。イラストは細部を示す為の拡大図です。

このカタログに記載されている手術用鋼製小物は、特に注記してあるもの以外はステンレススチール製です。

すべての仕様は、予告なしに変更される場合があります。

このカタログに使用されている写真、イラストおよびテキストは著作権で保護されており、カティーナ社の書面による同意なく複製できません。

Katena®, K-Sponge®, Performance™, Phaco-4™, Ultrakleen™, Designed for Sight™は、Katena Products社の登録商標です。

IOPatch, BioElevation, BioDome, Ambio5, keraSys and tarSys are registered trademarks of Innovative Ophthalmic Products, Inc. Ambio2 and AmbioDisk are trademarks of Innovative Ophthalmic Products, Inc. SutureGroove is a registered trademark of Advanced Meditech International – and is used with permission. Tutoplast is a registered trademark of Tutogen Medical – and is used with permission.

STAAR®, ICL™はカリフォルニア州モンロビアのSTAAR Surgical社の登録商標です。

IntraLase®はカリフォルニア州アーバインのIntraLase®社の登録商標です。



Knives

トゥーク氏角膜刀

Tooke

Corneal Knife
straight blade
with curved cutting edge

K2-3650



角膜ディセクター

Corneal Dissector


For intrastromal dissection.

K2-3660 angled, straight blade 直ブレード

K2-3661 angled, curved blade 反ブレード



K2-3660



K2-3661



ギル氏角膜刀

Gill

Corneal Knife
curved cutting edge

K2-3700 straight 直

K2-3710 light curve やや反



深作氏ホッケーナイフ

Fukasaku

“Hockey” Knife
sharp 3mm front edge
semi-sharp 6mm bottom edge

K2-3735



Spuds • Burrs

異物針

Foreign Body Spud


K2-4000 Golf Club, angled, lightly rounded tip
ゴルフクラブ異物針

K2-4050 Francis, angled, flag shaped tip
フランシス氏異物針

K2-4100 Ellis, lightly curved and rounded tip
エリス氏異物針



K2-4000



K2-4050



K2-4100



ハンドル付異物針及びノミー式

Spud & Gouge

in reversible handle
For removing foreign bodies.

K2-4600



ウィルス眼科病院異物針

Wills Eye Hospital

Foreign Body Spud & Burr
delicate curved spud on one
end and small burr for rust
ring removal on opposite end

K2-4800



Burrs

Algerbrush II

K2-4900 Corneal Rust Ring Remover with protective cap, "AA" battery and two burrs



K2-4903 chuck for K2-4900

K2-4909 burr, 0.5mm

K2-4910 burr, 1.0mm

Pterygium Burr

K2-4912 Pterygium Burr with protective cap, "AA" battery and 3.5mm burr



K2-4913 replacement burr and chuck assembly for K2-4912

Katena

Ophthalmic Burr
for polishing pterygiums

K2-4920 Includes one 3.3mm diameter round diamond burr, two "AA" batteries and storage case.



K2-4923 diamond burr, round 3.3mm diameter



K2-4923

K2-4925 diamond burr, round 5.0mm diameter



K2-4925

K2-4935 diamond burr, disc shaped 5.0mm diameter



K2-4935

K2-4921 optional lithium hi-energy battery, 3.6 volt, for increased torque

Blade Breakers • Diamond Knives

カストロビエホ氏ブレードブレイカー兼ホルダー

Castroviejo

Blade Breaker and Holder
with sliding lock

K2-5000



スイスモデル ブレードブレイカー兼ホルダー

Swiss Model

Blade Breaker and Holder
spherical tip

K2-5150



ダイヤモンドLRIステップナイフ


Diamond LRI Step Knife

6-facet blade for bi-directional cutting single footplate
for better visualization precalibrated depth settings

K2-6518 Precalibrated depth setting of 0.6mm

設定深度 0.6mm

K2-6519 Precalibrated depth settings
of 0.5mm, 0.55mm and 0.6mm
設定深度0.5mm、0.55mm、0.6mm



K2-6520 Chu LRI Knife,

0.6mm and
2.5mm preset

シュー氏LRIダイヤモンドナイフ 0.6/2.5mm



K2-6519

600 micron knife also available
sterile disposable K20-2560

Diamond Knives


ダイヤモンド LRI マイクロメーターナイフ

Diamond LRI Micrometer Knife

6-facet blade for bi-directional cutting single footplate for better visualization

K2-6522 0 to 1.5mm blade extension

in 10 micron increments




ダイヤモンド AK ステップナイフ

両刃(垂直刃、45° 刃)

Diamond AK Knife double vertical and 45° cutting edge


K2-6517



設定深度

Precalibrated depth settings: 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.6 and 1.5mm

ダイヤモンド マイクロメーターナイフ




Diamond Micrometer Knife

single
45° cutting edge
1mm wide
200 microns thick

K2-6530

45° 片刃 1mm幅
厚さ 200 μm




Diamond Micrometer Knife

double
vertical and 45°
cutting edge
200 microns thick

K2-6533

両刃(垂直刃、45° 刃)
厚さ 200 μm



Diamond Micrometer Knife

Thornton "triple"
vertical and 15°
cutting edge with
100 microns base
cutting edge

K2-6535

ソーントン三面刃

Diamond Knives

ブレードゲージ(船架台形)

Blade Gauge

For Katena micrometer knives.

K2-6539



K2-6539

滅菌ケース

Sterilizing Case

with silicone insert
autoclavable plastic

K2-6555 for one knife 1本用



K2-6556 for two knives 2本用

K9-2024 for three knives 3本用



K2-6555

フリーハンド ダイヤモンドナイフ




Diamond Knife

30° cutting edge
1mm wide

K2-6560

30° 片刃 1mm幅




Diamond Knife

45° cutting edge
1mm wide

K2-6561

45° 片刃 1mm幅




Diamond Knife

tri-facet
1mm wide

K2-6565

三刻面刃 1mm幅




Diamond Knife

spear
1mm wide

K2-6567

槍状刃 1mm幅



Diamond Knife



10-facet
1mm wide

K2-6568

10面刃 1mm幅

Diamond Knives

ダイヤモンド・ステップナイフ




Diamond Step Knife

single 45° cutting edge
1mm wide

K2-6540

45° 片刃1mm幅




Diamond Step Knife

tri-facet
1mm wide

K2-6546

三刻面刃 1mm幅



Diamond Step Knife

10-facet
1mm wide

K2-6548

10面刃 1mm幅

設定深度

Precalibrated depth settings: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 and 4.0mm



フェイコ用ダイヤモンドナイフ

クレセント刃

Diamond Crescent Knife

crescent shaped blade 2.5mm
wide, angled

K2-6575



フェイコ用ダイヤモンドナイフ

ケラトーム刃

Diamond Phaco Knife

keratome shaped blade

K2-6578 2.8mm straight




K2-6579 2.8mm angled

K2-6580 3.0mm straight

K2-6581 3.0mm angled

K2-6582 3.2mm straight

K2-6583 3.2mm angled



Diamond Knives • LASEK Trephines

フェイコ4・ダイヤモンドナイフ ケラトーム刃

Phaco-4 Diamond Knife

keratome shaped blade
4 cutting edges, angled


K2-6603 2.5mm wide

K2-6605 2.8mm wide

K2-6607 3.0mm wide

K2-6609 3.2mm wide

K2-6611 trapezoid
2.7 to 3.2mm



TRAPEZOID



MICSダイヤモンドナイフ ケラトーム刃

MICS Diamond Knife

keratome shaped blade
4 cutting edges, angled

K2-6622 trapezoid, 1.8 to 2.2mm wide

K2-6654 trapezoid, 2.1 to 2.4mm wide

K2-6680 1.8mm wide

K2-6682 2.2mm wide



TRAPEZOID



ハンドル付トレパン セミシャープ

Camellin Style

LASEK Trephine
270° semi-sharp edge
90° cutout for flap hinge

K2-7810 8mm diameter

K2-7812 9mm diameter



トレパン&アルコール・ウェル

Camellin Style

LASEK Trephine &
Alcohol Retaining Well

K2-7830 8mm trephine
and 8.5mm well

K2-7832 9mm trephine
and 9.5mm well




Trabeculectomy Punches

ガス氏強膜パンチ

Gass

Corneoscleral Punch
1.5mm diameter head
0.75mm deep bite
rotatable tip for convenient positioning

K2-9500




ランツ・ドディック氏トラベクレクトミーパンチ

Luntz-Dodick

Trabeculectomy Punch
1.0mm diameter head
with bullet shaped tip
for scleral tunnel insertion
0.5mm deep bite
*Cutting head can be preset
in one of 4 positions to suit
the surgeon's preference.*

K2-9505 complete 一式

K2-9506 replacement cutting head 交換ヘッド




ケリー氏デスメ膜パンチ

Kelly

Descemet's Membrane Punch
1.0mm diameter head
0.75mm deep bite


K2-9510



Trabeculectomy Punches

深作氏マイクロトラベクレクトミーパンチ Fukasaku

Micro Trabeculectomy Punch
0.6mm diameter head
with bullet shaped tip
0.3mm x 0.6mm deep bite
K2-9512



クリステンセン氏涙点パンチ

Christensen

Punctum Punch
1mm wide bite
For opening stenotic punctums.
K2-9525

