

 **katena**
DESIGNED FOR SIGHT®

INSTRUMENTS
BIOLOGICS
DEVICES



K5 鑷子等



About Us:

Katena is the largest independently owned American company dedicated exclusively to ophthalmic surgical instrumentation. Katena markets its products directly to customers in the United States and through a global network of distributors in more than 110 countries around the world.

Established 1975, Katena is committed to:

- Developing innovative instruments to support new surgical techniques and technological advances in the field of ophthalmology.
- Producing instruments of consistently excellent quality.
- Providing unexcelled service to its customers and strong support for its distributors worldwide.

お知らせ

このカタログの商品は、できる限り番号順に記載されています。目次は、カタログ番号の最初につく番号（例えばK1, K2・・・）によって、製品のグループを特定しています。

このカタログの写真は特に注記したものを除き実物大です。イラストは細部を示す為の拡大図です。

このカタログに記載されている手術用鋼製小物は、特に注記してあるもの以外はステンレススチール製です。

すべての仕様は、予告なしに変更される場合があります。

このカタログに使用されている写真、イラストおよびテキストは著作権で保護されており、カティーナ社の書面による同意なく複製できません。

Katena®, K-Sponge®, Performance™, Phaco-4™, Ultrakleen™, Designed for Sight™は、Katena Products社の登録商標です。

IOPatch, BioElevation, BioDome, Ambio5, keraSys and tarSys are registered trademarks of Innovative Ophthalmic Products, Inc. Ambio2 and AmbioDisk are trademarks of Innovative Ophthalmic Products, Inc. SutureGroove is a registered trademark of Advanced Meditech International – and is used with permission. Tutoplast is a registered trademark of Tutogen Medical – and is used with permission.

STAAR®, ICL™はカリフォルニア州モンロビアのSTAAR Surgical社の登録商標です。

IntraLase®はカリフォルニア州アーバインのIntraLase®社の登録商標です。



Forceps

ボトビン氏虹彩鑷子

周辺虹彩切除用

Botvin

Iris Forceps

For peripheral iridectomies.

K5-1040 serrated tips 鋸齒状

K5-1050 1x2 teeth 1x2齒



ギルス・コリブリ氏鑷子

Gills-Colibri

Tissue Forceps

very fine pointed tips with tying platform

K5-1450



コリブリ型鑷子

Colibri Style

Tissue Forceps

very delicate, 1x2 teeth, 0.12mm

コリブリ氏鑷子 極細

K5-1500 Colibri


ハームス・コリブリ氏鑷子

K5-1520 Harms-Colibri, with tying platform


KT5-1520 Harms-Colibri, titanium, with tying platform チタニウム

ダイソン・コリブリ氏鑷子

K5-1522 Dyson-Colibri, short tips, extremely thin shanks, with tying platform



K5-1500



K5-1520



K5-1522

Standard, 1x2 teeth with tying platform

コリブリ氏鑷子 スタンダード


K5-1550 Colibri, 0.4mm

Corneal Suturing Forceps

ポウラック氏鑷子

very delicate, 1mm spread, 1x2 teeth, 0.12mm


K5-1560 Polack



K5-1550



K5-1560



K5-1700

Corneal Forceps

very delicate, 1x1 teeth, 0.1mm

ピアス・コリブリ氏鑷子

K5-1700 Pierse-Colibri

Forceps

ホフマン・ポウラック氏鑷子

Hofmann-Polack

Corneal Suturing Forceps
with guide pin
1mm spread
1x1 teeth, 0.2mm

K5-1566



ホスキンの氏鑷子

曲

Hoskin

Tissue Forceps, curved

K5-1716 #16, fine grooved tips



ホスキンの氏鑷子

直


Hoskin

Tissue Forceps, straight


K5-1718 #18, fine grooved tips

K5-1719 #19, micro grooved tips


K5-1728 #28, very delicate, micro grooved tips



K5-1718



K5-1719



K5-1728



Forceps

ホスキン氏鑷子

コリブリ型


Hoskin

Tissue Forceps, Colibri style


K5-1722 #22, micro grooved tips

K5-1730 #30, very delicate micro grooved tips


K5-1734 #34, pointed tips



K5-1722



K5-1730



K5-1734



ピアス氏角膜鑷子

Pierce


Corneal Forceps

very delicate

1x1 teeth, 0.1mm

straight

K5-1800



フェクトナー氏リング鑷子

Fechtner

Conjunctiva Forceps

very delicate

ring shaped tips

with tying platform

K5-1820



カストロビエホ・コリブリ氏鑷子

Castroviejo-Colibri

Forceps

very delicate

1x2 teeth, 0.12mm

K5-1900



Forceps

ハームス・コリブリ氏鑷子

Harms-Colibri

Forceps
very delicate
1x2 teeth, 0.12mm
with tying platform
K5-1902



ハイド氏角膜鑷子

Hyde

Corneal Forceps
2x2 teeth, 0.12mm
with tying platform
K5-1920



ボン大式鑷子

短柄

Bonn

Forceps
very delicate
1x2 teeth, 0.12mm
K5-2000




ボン大式鑷子

長柄

Bonn

Forceps
1x2 teeth, 0.12mm
with tying platform
K5-2020 stainless steel
KT5-2020 titanium



Forceps

ソーブ氏角膜鑷子

Thorpe

Corneal Forceps
2x3 teeth, 0.12mm
with tying platform

K5-2100




マクファーソン氏角膜鑷子

McPherson

Tissue Forceps
1x2 teeth, 0.4mm
with tying platform

K5-2300 straight

K5-2310 angled



ケルマン・マクファーソン氏鑷子

Kelman-McPherson

Forceps
8mm long jaws
1x2 teeth, 0.3mm

K5-2330



ホッファー・マクファーソン氏鑷子

Hoffer-McPherson

Forceps
very delicate
11mm long jaws
1x2 teeth, 0.12mm

K5-2350



Forceps

カストロビエホ氏縫合鑷子

Castroviejo

Suturing Forceps
1x2 teeth
with tying platform

K5-2500 0.12mm

K5-2510 0.3mm

K5-2520 0.5mm

K5-2530 0.9mm

KT5-2500 0.12mm, titanium チタニウム



スナイダー・カストロビエホ氏鑷子

Snider-Castroviejo

Suturing Forceps
with guide pin
1x2 teeth, 0.12mm
with tying platform

K5-2550



スターン・カストロビエホ氏鑷子

Stern-Castroviejo

Fixation Forceps
1x2 teeth, 0.5mm
with lock

K5-2552




ムーディー氏固定鑷子

Moody

Fixation Forceps
1x2 teeth, 0.5mm
with lock

K5-2553 left (not shown)

K5-2554 right




Forceps

ヘルベストン氏固定鑷子

Helveston

Fixation Forceps
1x2 teeth, 0.6mm
For globe fixation
during strabismus
procedures.




ジラード氏強角膜鑷子

Girard

Corneoscleral Forceps
1x2 teeth, 0.12mm
with tying platform

K5-2900 for use in right hand 右手用

K5-2910 for use in left hand 左手用




ペール氏角膜鑷子

Perl

Corneal Forceps
1x2, 0.08mm teeth
For atraumatic grasping
and fixation of tissue.

K5-2912 for use in right hand 右手用

K5-2914 for use in left hand 左手用




マウメニー・コリブリ氏角膜鑷子

Maumenee-Colibri

Corneal Forceps
very delicate
1x2 teeth, 0.12mm

K5-3000



Forceps

ビショップ・ハーモン氏組織鑷子


Bishop-Harmon

Tissue Forceps

1x2 teeth

K5-3500 delicate

K5-3510 standard (not shown)




ビショップ・ハーモン氏麦粒鑷子

Bishop-Harmon

Dressing Forceps

criss-cross serrated tips

K5-3550



固定鑷子

Fixation Forceps

1x2 teeth, 0.3mm

K5-3560 Sauer

サウアー氏固定鑷子

K5-3562 Manhattan Eye & Ear,

with tying platform

マンハッタン眼耳病院固定鑷子



麦粒鑷子

Dressing Forceps

serrated, delicate

K5-4000 straight

K5-4010 curved



Forceps

組織鑷子

Tissue Forceps

1x2 teeth

K5-4100 delicate, straight

K5-4110 delicate, curved (not shown)

K5-4140 standard, straight (not shown)



アドソン鑷子

Adson

straight, 5" (125mm) long

アドソン氏ドレッシング鑷子


K5-4150 Dressing Forceps
serrated jaws,
delicate

K5-4152 Dressing Forceps
serrated jaws,
standard

アドソン氏ティッシュ鑷子

K5-4170 Tissue Forceps
1x2 teeth, delicate

K5-4172 Tissue Forceps,
1x2 teeth, standard



1x2 teeth, delicate

バイオネット鉤鑷子

Bayonet

Dressing Forceps

serrated jaws

5 3/4" (146mm) long

K5-4180



3/4

レスター氏固定鑷子

Lester

Fixation Forceps

straight

K5-4300 1x2 teeth

K5-4320 2x3 teeth (not shown)



Forceps

固定鑷子

Fixation Forceps

1x2 teeth

ブラッケン氏固定鑷子

K5-4500 Bracken, delicate teeth

エルシュニツヒ氏固定鑷子

K5-4550 Elschinig, standard teeth
(not shown)



トラウトマン氏上直筋鑷子

Troutman

Superior Rectus
Forceps

1x2 teeth angled

K5-4700



結紮鑷子

Tying Forceps

For 8-0 to 11-0 sutures.

マクファーソン氏結紮鑷子

McPherson

5mm long smooth jaws

K5-5000 straight

KT5-5000 straight, titanium チタニウム

K5-5010 angled

KT5-5010 angled, titanium チタニウム

ケルマン・マクファーソン氏鑷子

Kelman-McPherson

7.5mm long smooth jaws

K5-5030 angled

KT5-5030 angled, titanium チタニウム

ベチャート氏鑷子

Bechert

10mm long smooth jaws

K5-5049 angled

ガスキン氏破片鑷子


Gaskin

11mm long smooth jaws


K5-5050 angled




K5-5000




K5-5010



K5-5030



K5-5049




K5-5050

Forceps

ハベリー・マクファーソン氏鑷子

Haberle-McPherson

Lens Holding Forceps
7.5mm long jaws
with groove, angled
For grasping IOL haptic.




K5-5040

カースティン氏フラップ・ストレッチング鑷子

Kurstin

Flap Stretching Forceps
disc shaped
serrated jaws
Designed for stretching
the flap to eliminate striae.



K5-5056

ブラット氏角膜フラップ鑷子

Buratto

LASIK Flap Forceps
disc shaped
serrated jaws



K5-5058

メンデズ氏多目的鑷子

Mendez

Multi-Purpose
LASIK Forceps
spatulated jaws and tips
smooth grasping surfaces
vaulted shanks
For lifting, dissecting and
grasping the corneal flap.



K5-5060

Forceps

稲村氏前囊破除鑷子

Inamura

Capsulorrhexis Forceps
delicate tapered shanks
to seal the incision during
continuous curvilinear
capsulorrhexis

Excellent for MICS.

K5-5070



ユートラタ氏前囊破除鑷子

CCCガイド付 短ハンドル

Utrata

Capsulorrhexis Forceps
very delicate, short handle
triangular grasping tips
extremely thin with landmarks
at 2.5mm and 5.0mm

K5-5071 straight



マスケット氏前囊破除鑷子

CCCガイド付短ハンドル

Masket

Capsulorrhexis Forceps
very delicate, short handle
triangular grasping tips
extremely thin with landmarks
at 2.5mm and 5.0mm

K5-5074 vaulted



クラフ氏水晶体囊鑷子

Kraff

Capsule Tag Forceps
11mm long shanks
1.5mm long grasping tips

K5-5080



Forceps

ユートラタ氏前嚢破除鑷子

Utrata

Capsulorrhexis Forceps

very delicate

triangular grasping tips

extremely thin

11mm long shanks

K5-5081 stainless steel

KT5-5081 titanium チタニウム



Also available for MICS, see K5-5091.

ユートラタ氏前嚢破除鑷子

丸型ハンドル

Utrata

Capsulorrhexis Forceps

very delicate

triangular grasping tips

extremely thin

11mm long shanks

round handle with guide pin

for alignment

K5-5082



ネビアス氏前嚢破除鑷子

Nevyas

Capsulorrhexis Forceps

cystotome shaped tips

extremely thin

11mm long shanks

*For tearing and grasping
the anterior capsule.*

K5-5083



Also available for MICS, see K5-5093.

マスケット氏前嚢破除鑷子

Masket

Capsulorrhexis Forceps

very delicate

triangular grasping tips

extremely thin 11mm long

vaulted shanks

K5-5084



Forceps

マスクット氏前嚢破除鑷子

丸型ハンドル

Masket

Capsulorrhexis Forceps
very delicate
triangular grasping tips
extremely thin
11mm long vaulted shanks
round handle with guide pin
for alignment



K5-5086

ジャフィー氏前嚢破除鑷子

Jaffe

Capsulorrhexis Forceps
very delicate
round grasping tips
extremely thin
11mm long shanks




K5-5088

ジアネッティ氏極小切開鑷子

Giannetti

MICS Capsulorrhexis Forceps
ultra delicate shanks and tips
maximum jaw opening 1.75mm
*For performing capsulorrhexis
through a micro incision.*



K5-5090

ユートラタ氏MISC前嚢破除鑷子

Utrata

MICS Capsulorrhexis Forceps
very delicate
triangular grasping tips
thin 11mm shanks
maximum jaw opening 1.75mm
*For performing capsulorrhexis
through a micro incision.*



K5-5091

Forceps


ジアネッティ氏MICS前嚢破徐鑷子

Giannetti

MICS Capsulorrhexis Forceps
ultra-delicate shanks and tips
maximum jaw opening of 1.75mm
flat handle

*For performing capsulorrhexis
through a micro incision.*

K5-5092



ネビアス氏MICS前嚢破徐鑷子

Nevyas

MICS Capsulorrhexis Forceps
cystotome shaped tips
ultra-delicate shanks and tips
maximum jaw opening of 1.75mm
flat handle

*For penetrating and grasping the anterior
capsule while performing a capsulorrhexis
through a micro incision.*

K5-5093



フロラキス氏内皮鑷子

Florakis

Endothelial Forceps
extra-delicate, reversed
triangular tips angled 75°

*To aid in the removal of endothelium
from the host cornea.*

K5-5095



シンスキー氏結紮鑷子

Sinskey

Tying Forceps
very delicate
smooth jaws
For 8-0 to 11-0 sutures.

K5-5100 straight

K5-5110 curved (not shown)



Forceps

アニス氏結紮鑷子


Anis

Tying Forceps
extra delicate
smooth jaws

For 9-0 to 11-0 sutures.

K5-5112 straight (not shown)

K5-5113 curved



フリーマン・ジャフィー氏レンズ保持鑷子

Freeman-Jaffe

Lens Holding Forceps
with longitudinal groove
For grasping IOL haptic.

K5-5190



ジャフィー氏結紮鑷子

Jaffe


Tying Forceps
very delicate
smooth jaws

6mm long platform

For 8-0 to 11-0 sutures.

K5-5200 straight

K5-5210 curved



ゲール氏結紮鑷子


Gerl

Tying Forceps
curved shanks

6mm long platform For
8-0 to 11-0 sutures.

titanium チタニウム

KT5-5215



Forceps

テナント氏結紮鑷子

Tennant


Tying Forceps
extra delicate smooth jaws
with 6mm long platform
round handle with guide pin
For 9-0 to 11-0 sutures.

K5-5220 straight

KT5-5220 straight, titanium チタニウム

K5-5230 curved

KT5-5230 curved, titanium チタニウム



マウメニー氏結紮鑷子

Maumenee

Tying Forceps
concave-convex jaws round
handle with guide pin
For 8-0 to 11-0 sutures.

K5-5234 straight

K5-5235 angled



JAWS CROSS SECTION




ハームス氏結紮鑷子

Harms

Tying Forceps
standard, smooth jaws
for 7-0 to 9-0 sutures.

K5-5400 straight

K5-5410 curved




ヘルベストーン氏結紮鑷子

Helveston

Tying Forceps
standard, smooth jaws
For 4-0 to 6-0 sutures.

K5-5420



Forceps

ファイン氏結紮鑷子

Fine

Tying Forceps
standard, smooth jaws
For 7-0 to 9-0 sutures.

K5-5550




有田式マイボーム圧迫鑷子

Arita

Meibomian Gland Compressor
broad, smoothly polished jaws

K5-5900



バラック氏睫毛鑷子

Barraquer

Cilia Forceps
lightly angled
Textured jaws provide
superior grasping capabilities.

K5-6000



カティーナ睫毛鑷子

Katena

Cilia Forceps
slanted jaws
gold plated

K5-6020



グレードル氏睫毛鑷子

Gradle

Cilia Forceps
smooth jaws

K5-6100



Forceps

ボナコルト氏多目的鑷子

Bonaccolto

Conjunctiva Forceps
longitudinally serrated jaws
with cross serrations at tips

K5-6200 1.2mm wide

K5-6210 1.7mm wide (not shown)



ニュージェント氏多目的鑷子

Nugent

Utility Forceps

K5-6214 smooth jaws (not shown)

K5-6215 serrated jaws 鋸齒




ゴールド氏パンクタル・プラグ鑷子

Gold

Punctal Plug Forceps
0.2mm wide longitudinal
groove inside jaws
pointed tips

K5-6218



異物鑷子

Foreign

Body Forceps
straight

K5-6400



Forceps

多目的兼破片鑷子

Utility & Splinter

Forceps
pointed, short jaws
Suitable for epilation.

K5-6500 #H



ジュエラー鑷子

標準型 #1

Jewelers

Forceps standard,
straight

K5-6510 #1



ジュエラー鑷子

細型 #3-C

Jewelers

Forceps delicate,
straight

K5-6520 #3-C



ジュエラー鑷子

細型 #3

Jewelers

Forceps
delicate, straight

K5-6530 #3



ジュエラー鑷子

細型 #4

Jewelers

Forceps delicate,
straight

K5-6540 #4



Forceps

ジュエラー鑷子

最細 #5

Jewelers

Forceps
extra delicate, straight

K5-6550 #5



ジュエラー鑷子

最細 曲 #5/45

Jewelers

Forceps
extra delicate, angled

K5-6560 #5/45



ジュエラー鑷子

最細 反 #7

Jewelers

Forceps
curved

K5-6570 #7



抜糸鑷子

Suture

Removal Forceps
very fine pointed tips
with textured jaws
Ideal for grasping wet sutures.

K5-6575



Forceps

ジャフィー氏多目的鑷子

Jaffe

Utility Forceps
very delicate smooth jaws
curved

K5-6600



アルガ氏カプセル鑷子

Arruga

Capsule Forceps

K5-7000



赤星氏フェイコ・プレチョッパー

Akahoshi

Phaco PreChopper
4.5mm long delicate jaws
with sharp tips

*For cracking, dividing and rotating
the nucleus without sculpting.*

K5-7230




赤星氏コンボ・プレチョッパー

Akahoshi

Combo PreChopper
*For cracking, dividing and rotating
both hard and soft nuclei without
sculpting.*

K5-7232



Forceps

アーネスト氏核分割鑷子

Ernest

Nucleus Cracker
extra delicate cross-action
serrated paddle tips

K5-7240 For cracking the nucleus 2.5mm切開用
through a 2.5mm incision.

K5-7242 For cracking the nucleus 2.0mm切開用
through a 2mm incision.




ドディック氏核分割鑷子

Dodick

Nucleus Cracker
cross-action
longitudinally serrated
paddle shaped jaws
*For cracking the nucleus
through a 3mm incision.*

K5-7244



フー氏FEMTO鑷子

Hu

Femto Forceps
blunted 0.3mm tips
cross-action mechanism
*For opening incisions
created with a
femtosecond laser.*

K5-7245



アルフォンソ氏核破碎鑷子

Alfonso

Nucleus Grasping Forceps
two short rows of
delicate interlocking teeth
*For grasping and extracting
nucleus fragments.*

K5-7253




Forceps

Femto核鑷子

Femto


Nucleus Forceps
22 gauge
flattened textured tips
angled at 90°
reverse action
For removing a complete cap,
finishing a rhexis and
splitting nucleus fragments.
K5-7270




硝子体鑷子

Vitreo-Retinal Forceps


stainless steel with
serrated plastic handle
autoclavable




smooth jaws
20 gauge, straight
K5-7500
20G、直




serrated jaws
20 gauge, straight
K5-7510
鋸狀 20G、直



smooth jaws, 1x2 teeth
20 gauge, straight
K5-7520
1x2齒 20G、直



smooth jaws
end gripping
20 gauge, straight
K5-7530
結紮台付 20G、直



smooth jaws
20 gauge, vertical
K5-7540
20G、垂直


Forceps

DSEK掌握鑷子

Endothelial Grasping Forceps

curved, 23 gauge
delicate end-gripping platforms
jaws 90° off-set from
“squeeze handle”
mechanism

K5-7550




ICLレンズカードリッジ挿入鑷子

ICL™

Lens Cartridge Loading Forceps straight,
20 gauge
jaws feature a series
of concave and
convex surfaces

K5-7560



ドネンフェルド氏マイクロIOLホルダー

Donnenfeld

Micro IOL Holding Forceps


21 gauge

blunt, paddle-shaped tips

central hole for traction and visibility

*For grasping a soft IOL during cutting
and explantation.*

K5-7570



(use with K4-5560)

Forceps

MICS前囊破除鑷子 MICS Capsulorrhexis Forceps

23 gauge curved shaft with short micro-grasping tips
Designed for use through a very small paracentesis.

K5-7651 Alio


アリオ氏MICS前囊破除鑷子

K5-7655 Fine-Ikeda

ファイン・池田氏前囊破除鑷子



K5-7651



K5-7655




硝子体・網膜用鑷子 チタニウム製スクウィーズハンドル Katena


“Squeeze Handle” Forceps
These “squeeze handle” instruments feature titanium handles to reduce overall weight, and front ends of hardened stainless steel for secure grasping.




horizontal opening
serrated jaws
K5-7600 20ga.
K5-7703 23ga.
鋸齒



horizontal opening
end gripping jaws
K5-7610 20ga.
K5-7713 23ga.
K5-7715 25ga.
エンドグリップ齒




vertical opening
smooth side
gripping jaws
K5-7620 20ga.
サイドグリップ齒




membrane peeling
smooth 45°
angled jaws
K5-7630 20ga.
網膜剥離用
45° 曲



membrane peeling
grooved 45°
angled jaws
K5-7631 20ga.
網膜剥離用
45° 曲、溝付



asymmetrical
K5-7723 23ga.
K5-7725 25ga.
アシメトリカル齒



ILM
K5-7733 23ga.
K5-7735 25ga.
ILM齒

Forceps


プラサド氏極小結紮鑷子

Prasad

Micro Tying Forceps
23 gauge
straight 2.65mm long jaws
with textured platforms
25mm long curved shaft

K5-7743 straight

K5-7753 angled



ワッキー氏スリーブ拡張鑷子

Watzke

Sleeve Spreading Forceps

K5-7950




フィスター氏レンズ保持鑷子

Feaster

Lens Holding Forceps
gently curved shank
0.25mm diameter round tip
with guard

K5-8001



ローゼンワッサー氏表層角膜鑷子

Rosenwasser

Donor Lamella Inserting Forceps
thin vaulted 12mm long shanks
precalibrated heel stop to
prevent tips from closing

K5-8010



Forceps

ICLカードリッジ挿入鑷子

ICL™

Loading Forceps

11mm long

smoothly polished jaws

K5-8180



ICL除去鑷子

ICL™

Loading Forceps

11mm long

finely textured jaws

K5-8181




ドディック氏ソフトIOL折畳み鑷子

Dodick

IOL Folding Forceps

For soft IOLs.

K5-8210




Forceps

リーバノイス氏IOL折畳み鑷子

Livernois

IOL Folding Forceps
concave jaw surfaces
For soft IOLs.

K5-8215



スタイナー氏レンズ保持鑷子

Steinert

IOL Inserting Forceps
conically shaped jaws
with flat inside surfaces
Used for folding and
inserting soft IOLs.

K5-8219



リーバノイス氏レンズ保持鑷子

Livernois

IOL Holding Forceps
highly polished round jaws
For holding a soft IOL
while folding with an
inserting forceps.

K5-8220 straight (not shown)

K5-8221 angled



Forceps

リーバノイス・マクドナルド氏IOL挿入鑷子

Livernois-McDonald

IOL Inserting Forceps
5mm long concave jaws
patented cross-action
For inserting silicone IOLs.
K5-8225



アーネスト・マクドナルド氏IOL挿入鑷子

Ernest-McDonald

IOL Inserting Forceps
5mm long straight jaws
low profile
patented cross-action
For inserting silicone IOLs.
K5-8228



アーネスト・マクドナルドⅡ IOL挿入鑷子

Ernest-McDonald II

IOL Inserting Forceps
5mm long straight jaws
extra low profile
patented cross-action
For inserting silicone IOLs.
K5-8229



フォルクナー氏ソフトIOL保持鑷子

Faulkner

Lens Holding Forceps
round, smooth jaws
For holding soft IOLs.
K5-8230



Forceps

ブラット氏ソフトIOL挿入鑷子

Buratto

Soft IOL Inserting Forceps extra delicate highly polished convex jaws
For foldable acrylic and silicone IOLs.

K5-8268



スパレック氏ソフトIOL挿入鑷子

Spaleck

Soft IOL Inserting Forceps delicate highly polished convex jaws
For foldable acrylic and silicone IOLs.

K5-8270




アーネスト・マクドナルド氏IOL挿入鑷子

Ernest-McDonald

IOL Inserting Forceps polished bi-convex jaws
patented cross-action
For acrylic IOLs.

K5-8272



JAWS CROSS SECTION



ベチャート氏レンズ保持鑷子

Bechert

Lens Holding Forceps very delicate flat jaws
gently curved

K5-8476



Forceps

クラッツ氏レンズ保持鑷子

Kratz

Lens Holding Forceps
very delicate narrow jaws
curved

K5-8480



ブレイデス氏レンズ保持鑷子

Blaydes

Lens Holding Forceps
very delicate narrow jaws
angled 45°

K5-8500



KAMRA™ インレー鑷子

KAMRA™

Inlay Forceps
very thin, highly polished
paddle-shaped jaws
*For use in picking up and placing
the Kamra™ implant.*

K5-8510



シェパード氏レンズ保持鑷子

Shepard

Lens Holding Forceps
duckbill shaped jaws
gently curved

K5-8600



Forceps

クレイマン氏レンズ保持鑷子

Clayman

Lens Holding Forceps
delicate angled jaws
gently curved

K5-8700



ジェイムソン氏眼筋鑷子

Jameson

Muscle Forceps
with slide lock

小児用

K5-9000 4 teeth, child size, right

K5-9010 4 teeth, child size, left (not shown)

大人用

K5-9020 6 teeth, adult size, right (not shown)

K5-9030 6 teeth, adult size, left



バーク氏眼瞼下垂用挙筋クランプ

Berke

Ptosis Forceps
with slide lock
longitudinally grooved jaws

K5-9300 20mm long

K5-9310 27mm long



Forceps

眼瞼下垂クランプ

Ptosis

Lid Clamp
6-pin, concave
longitudinal grooves
in tips, sliding lock

K5-9315



エルハーツ氏眼瞼鑷子

Erhardt

Lid Forceps

K5-9400




ダウンス氏眼瞼クランプ

Downes

Lid Clamp
*Designed for protecting the
eye and holding the lid margin
during upper lid laser
blepharoplasty.*

K5-9410



Forceps

霰粒腫鑷子

円

Chalazion Forceps


round

K5-9450 Lambert, 8mm I.D.

ランバート氏霰粒腫鑷子

K5-9500 Hunt, 12mm I.D.

フント氏霰粒腫鑷子



霰粒腫鑷子

楕円

Chalazion Forceps

oval

K5-9550 Baird, 11 x 8mm I.D.

small

ベアード氏霰粒腫鑷子

K5-9600 Francis, 14 x 11mm I.D.


medium

フランシス氏霰粒腫鑷子

K5-9650 Desmarres, 20 x 13mm I.D.

large

デマレ氏霰粒腫鑷子



K5-9600

K5-9650

ワイズ氏霰粒腫鑷子

Wies

Chalazion Forceps
grooved upper jaw

K5-9750



Forceps

止血小鉗子 (クレンメ)

Serrefine

serrated jaws
small
1½" (38mm) long

K5-9850



ハートマン氏モスキート鉗子

Hartmann

Mosquito Forceps
extra delicate
3¾" (95mm) long

K5-9900 straight

K5-9910 curved



ハルステッド氏モスキート鉗子

Halsted

Mosquito Forceps
delicate
5¾" (145mm) long

K5-9940 straight

K5-9950 curved



Forceps

ジョーンズ氏タオルクランプ

Baby Jones

Towel Clamp
cross-action
2¼" (55mm) long

K5-9960



バックハウス氏タオルクランプ

Backhaus

Towel Clamp
K5-9964 3½" (90mm) long
K5-9965 5¼" (135mm) long

