

ストリームライン

[STREAMLINE® Surgical System]

本品は、眼科手術時に粘弾性物質等の薬液を眼内に注入するために使用します。または、線維柱帯の手術時に線維柱帯を切開するために用いるデバイスです。





特徴

- 単回使用
- ・眼内挿入時の角膜切開創 推奨 1.8mm 以上
- ・クリックパルステクノロジー採用
- ・ワンクリックで約7μLの注入(最大8回)

*仕様及び外観は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

販売名 ストリームライン 医療機器認証番号 306AIBZX00008000



® 製造販売元

ジャパン フォーカス株式会社

ハ ハルル 本でし 本 社/〒113-0033 東京都文京区本郷4-37-18(IROHA-JFCビル) ☎03(3815)2611 大 阪/〒541-0053 大阪市中央区本町4-6-7(本町スクウェアビル) ☎06(6262)1099 URL https://www.japanfocus.co.jp/

製造元 New World Medical, Inc. CA, USA



株式会社 JFCセールスプラン

本 社/〒113-0033 東京都文京区本郷4-3-4 ☎03(5684)8531 大阪☎06(6271)3341名古屋☎052(932)2201福岡☎092(414)7360 URL https://www.jfcsp.co.jp/

Printed in Japan 202407 Rev.3